

Phonak Audéo™ Paradise

瑞士峰力 氣導式藍牙助聽器

重新探索聲音的美好



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Audéo Paradise 是一款提供極佳聆聽體驗及無線連結能力的多功能助聽器，受益於全新的PRISM(即時智能聲音管理)晶片，能在各種環境中體驗聲音中微妙的層次及紋理。

晶片等級	高階款 P90	進階款 P70	標準款 P50	入門款 P30
AutoSense OS™ 4.0				
媒體語音串流	●	●	●	●
媒體音樂串流	●	●	●	●
安靜環境	●	●	●	●
噪音中聆聽語音	●	●	●	●
噪音中舒適聆聽	●	●	●	
音樂	●	●		
大噪音中聆聽語音	●			
車內聆聽語音	●			
迴聲中舒適聆聽	●			
內建功能 *僅Audéo P-R及RT具備此功能				
終極聚焦	高階	進階	標準	入門
噪音抑制	●	●	●	●
藍牙串流	●	●	●	●
RogerDirect	●	●	●	●
回饋音抑制	●	●	●	●
真耳效應	●	●	●	
Roger及方向性設定	●	●	●	
行走感知聆聽 *	●	●	●	
立體聚焦	●	●		
點擊控制 *		●		
- 呼喚語音助理 (Siri、Google等)	●			
- 暫停/繼續音訊，接聽/結束通話				
動態噪音抑制	●			
語音增強	●			
迴響抑制	●			
微調頻道數	20	20	16	12

自然界中擁有許多能舒緩我們身心的聲音來源，Paradise的靈感源自大地，有什麼方法比配戴受自然啟發所設計的助聽器來重新探索聲音還好呢？

探索世界 與世界連結

Phonak總部位於瑞士蘇黎世，為Sonova集團成員之一。70多年來，始終堅持使命，仔細傾聽使用者的想法與期待，不斷努力創新並開發先進的聽力解決方案，希望能改善人們的生活，讓聽損者能自信的互動、與他人溝通、開啟全新的生活，因為我們相信聽覺對於盡情的享受生活至關重要。

您的聽力保健專家

地址：新北市中和區板南路661號4樓
服務專線：0800-058-200
(讓我幫想聆聽的您)
www.phonak.com.tw

©2020 Sonova All rights reserved. life is on

PHONAK

衛部醫器陸輸壹字 第003566號
北衛器廣字 第10909015/10909016號
衛部醫器輸壹字 第017067號/018490號

助聽器的全新典範

無與倫比的好音質


Audéo Paradise 是第一個受益於Phonak全新聲學處理晶片 PRISM (即時智能聲音管理)的助聽器。其類神經網絡資料處理運算達每秒5.52億次，能自動感知、記憶、適應、學習、判斷及決策，實現助聽器由內至外的量身打造。

精心打造的全新功能

結合動作感測器、三軸加速偵測器及行走感知聆聽，使人工智能自動分析雙側助聽器麥克風的收音，創造極精確的立體聚焦，提升噪音環境中的語音辨識能力，自動選擇最適合的聲音處理模式，並依照環境開啟微弱語音增強、動態降噪等功能，讓您在各種場合都能有最佳的聆聽狀態。

超低功率三軸加速偵測器

根據使用者的運動狀態，自動辨識正在行走或靜止不動，並改變收音方向性及降噪功能，協助使用者適應助聽器音質，學習、記錄使用者的配戴習慣，使其更快適應助聽器。



全新聲學處理晶片-PRISM



動作感測器



免持通話



語音增強
及
動態降噪



四倍藍牙同時連線

連 得更多，但耗電量不變
最多能配對8組，並同時連結2組藍牙設備，讓您輕鬆寫意切換不受手機系統限制



行走感知聆聽

能 自動偵測使用者為靜止或移動中，維持麥克風收音方向及動態噪音抑制，提升行走時的語音清晰度



點擊控制

輕 點耳朵就能啟動您的專屬語音助理(如Siri、OK Google等)，還能設定接聽/掛斷/暫停通話等功能