

## CROS P能解決不同聆聽環境的難題



### — 吵雜環境 —

自動聚焦於正前方的語音，降低背景噪音的干擾，幫助聽到更多您想聽的聲音。



### — 車內交談 —

如果您的友人位於劣耳側說話，可能無法進行良好的溝通。透過CROS P，可將語音訊號跨傳至您的好耳。



### — 邊走邊聊 —

CROS P 能大幅提升使用者對聲音的聆聽力，讓您再次聽到來自兩側的聲音，幫助溝通更加輕鬆愉快。

## 啟動生活 與世界連結

Phonak總部位於瑞士蘇黎世，為Sonova集團成員之一。70多年來，始終堅持使命，仔細傾聽使用者的想法與期待，不斷努力創新並開發先進的聽力解決方案，希望能改善人們的生活，讓聽損者能自信的互動、與他人溝通、開啟全新的生活，因為我們相信聽覺對於盡情的享受生活至關重要。

「

您的聽力保健專家

」

地址：新北市中和區板南路661號4樓  
服務專線：0800-058-200  
(讓我幫想聆聽的您)  
[www.phonak.com.tw](http://www.phonak.com.tw)

©2020 Sonova All rights reserved. life is on  
**PHONAK**

北衛器廣字 第xx902030號  
衛部醫器陸輸壹字 第003566號  
衛部醫器輸壹字 第018490號/第017067號

## Phonak CROS™ Paradise 瑞士峰力 跨傳式助聽器

單側聽損者的救星



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## CROS P單側聽損者來自天堂的禮物

依賴單耳聆聽的您，是不是經常擔心，若是身處在吵雜或不熟悉的環境，且對方沒有在您的好耳側說話時，該怎麼辦？

全新的CROS P 跨傳式助聽器能夠接收來自劣耳側的聲音並傳到好耳側，讓好耳能接收來自周圍的聲音，提供單側聽損者最佳的語音清晰度並聽到來自任何方向的對話。



### 專為單側聽損者所設計

**讓**您在安靜或吵雜的環境中，能夠更順利地進行溝通，不需要刻意改變您的聆聽位置，就能夠和朋友輕鬆的交談，不用再擔心對方是否在您的劣耳方向說話。

除此之外，全新的CROS P助聽器具備Phonak最先進的「PRISM聲學處理晶片」，並承襲過往所有的功能。

您只需戴上隱藏性高的CROS P，對於來自劣耳側的聲音將會有更高的聆聽能力。

### CROS 跨傳式助聽器是什麼？

CROS P 會傳輸劣耳側的聲音訊號，讓您的好耳可以聽到來自劣耳的聲音，其包含兩個部分：

- ① CROS P 跨傳式助聽器**  
具備麥克風能接收劣耳側的聲音，並傳輸音訊至助聽器
- ② 助聽器**  
接收劣耳的訊號並且播放聲音至您的好耳

